

Link do produktu: <https://andyou.com.pl/kombajn-kosmetyczny-15w1-br-9902-p-38495.html>

Kombajn kosmetyczny 15w1 BR-9902

Cena brutto	3 991,00 zł
Cena netto	3 244,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BSBR-9902
Kod producenta	BSBR-9902
Kod EAN	5906508748060

Opis produktu

Ten bardzo nowoczesny kombajn kosmetyczny to „wielofunkcyjność” w czystej postaci. Urządzenie umożliwia wykonanie aż piętnastu specjalistycznych i zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych i terapeutycznych. Obsługa kombajnu jest intuicyjna i nie przysparza żadnych problemów. Ponadto, aby ułatwić codzienną eksploatację, urządzenie można dowolnie konfigurować. Umożliwiają to funkcjonalne, niezależne od siebie części panelu sterowniczego. Kombajn kosmetyczny 15w1 BR-9902 zmieni Twój salon SPA lub gabinet kosmetyczny w profesjonalne centrum odnowy biologicznej i medycyny estetycznej! Krótki przegląd funkcji urządzenia: RF bi-polar, Ultradźwięki Peeling kawitacyjny Vacuum Spray d'arsonval / High-frequency / elektroterapia Brush Galwan z funkcją jonoforezy Hot-Cold Wapozon Aktywny Ozon Aromaterapia Lampa z lupą 5dpi Remover Spot z precyzyjną kamerą - zamykanie naczynek, Lampa Wooda 15 zaawansowanych zabiegów kosmetycznych pod lupą:

1. RF emituje falę elektromagnetyczną o częstotliwości radiowej, działa w obrębie skóry właściwej, pobudzając komórki skóry do produkcji i regeneracji włókien kolagenowych. Działanie funkcji RF polega na dostarczeniu do głębszych warstw skóry fali elektrycznej. Dociera ona do każdego punktu w skórze powodując wytworzenie energii cieplnej stymulującej wewnętrzne jony w organizmie, zwiększa pracę układu limfatycznego i metabolizm w tkankach, co w efekcie poprawia jakość skóry, zwiększa się gęstość i napięcie skóry, wygładzają się zmarszczki oraz spływają blizny. Zabiegi są skuteczne i bezpieczne, gdyż fala bipolarna emitowana przez aparat RF jest absorbowana w komórkach skóry i nie niszczy innych struktur i nie dochodzi do poparzenia naskórka. Fala elektromagnetyczna emitowana przez RF ujędrnia i zagęszcza skórę i odwraca skutki starzenia się skóry. Pierwsze efekty są widoczne po około 3-5 tygodniach. Najlepsze rezultaty występują u osób w wieku 30-50 lat, u których skóra łatwiej reaguje na bodźce stymulujące, u osób starszych wyniki są również dobre, gdy kuracja jest intensywniejsza.
2. Ultradźwięki - wykorzystuje zjawisko fali akustycznej. Powoduje poprawę ukrwienia skóry. Zabieg jest stosowany przy terapiach antycellulitowych, leczeniu rozstępów, nerwoból i odmrożeń. Umożliwia włączanie w głębsze warstwy skóry preparatów odżywczych, nawilżających, regenerujących lub dotleniających.
3. Peeling kawitacyjny (Ultrasonic peeling) to nowy system głębokiej pielęgnacji skóry oraz jej regeneracji - bez jakichkolwiek efektów ubocznych. Zabieg polega na oczyszczeniu skóry poprzez fale ultradźwięków. Peeling pozwala dokładnie usunąć nadmiar sebum z porów i mieszków włosowych, pozbyć się zrogowaciałego naskórka, zaskórników, wągrów i bakterii. Zabieg działa na skórę łagodnie, poprzez przyjemne, naturalne wibracje - bez użycia prądu elektrycznego. Zastosowanie urządzenia kombajnu kosmetycznego 17w1 BN-1608 pozwala na głęboką regenerację skóry poprzez oczyszczenie jej na dużej głębokości, czego rezultatem jest odnowiona i odświeżona skóra. Peeling kawitacyjny jest bezbolesny, odczuwany zwykle jako „przyjemny”.
4. Kawitacja to doskonały wstęp do dalszych zabiegów kosmetycznych (eksfoliacji kwasami i/lub jonoforezy, jonoforezy i innych).
5. Vacuum - podciśnienie (ssanie) jest wykorzystane do masażu próżniowego zapewniającego lepsze ukrwienie powierzchni skóry oraz ogólną poprawę krążenia w obszarze przeprowadzonego zabiegu. Vacuum skutecznie zamyka pory oraz usuwa zanieczyszczenia skóry pochodzenia komórkowego. Zabieg jest bardzo pomocny w głębokim oczyszczaniu skóry.
5. Spray - naciśnięcie, które może być stosowane do rozpylania płynów takich jak toniki, wody, olejki zapachowe lub inne preparaty kosmetyczne (np. do opalania natryskowego lub nawilżania metodą zimnego natrysku).
6. D'arsonval / High-Frequency / elektroterapia - umożliwia wykonywanie elektromasaży z wykorzystaniem tzw. prądów d'arsonvala. Występujące przy kontakcie szklanej elektrody ze skórą iskrzenie ma pobudzający wpływ na skórę i tkanki podskórne, mięśnie oraz pośrednio na narządy wewnętrzne. Wytwarzany podczas zabiegu ozon ma działanie bakteriobójcze. Ładunki elektryczne powodują rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, przyspieszają przemianę materii, zwiększają absorpcję substancji odżywczych i leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych.
7. Brush - umożliwia perfekcyjny masaż skóry oraz wspomaga peeling w dowolnym miejscu ciała. Przez możliwość stosowania wymiennych, różnorodnych nasadek daje bezcenne wsparcie w zabiegach kosmetycznych, zwiększając intensywność oddziaływania substancji czynnych zawartych w kosmetykach.
8. Galwan - służy do galwanizacji, jonoforezy oraz innych zabiegów kosmetycznych wykorzystujących oddziaływanie prądu galwanicznego na tkanki organizmu. Może być stosowany przy nerwobólach, przewlekłych zapaleniach nerwów, zaburzeniach naczyniowych, odmrożeniach, trądziku różowatym i pospolitym, zwiotczeniach skóry i mięśni, leczeniu blizn, uczuleń i innych schorzeń.
9. Hot-Cold- czyli głowica Ciepło-Zimno. Głowica rozgrzewającą stosuje się przed zabiegiem w celu rozszerzenia naczyń krwionośnych i szybkiego wchłonięcia substancji odżywczych. Po zabiegu, głowica chłodząca łagodzi końcówki nerwowe, podrażnienia i zaczerwienienia skóry oraz zamyka pory.
- 10 - 12. Wapozon, ozon, aromaterapia - nawilża skórę za

pomocą pary, zmiękcza skórę, otwiera pory, i rozluźnia mięśnie twarzy. Zabieg oczyszczania oraz przygotowuje skórę do dalszych zabiegów. Umożliwia stosowania aromaterapii oraz ziołoterapii. Dodatkowy ozon działa bakteriobójczo. 13. Lampa z lupą - łatwa do montażu i ustawienia lampa powiększająca posiada wysokiej jakości refrakcyjne szkło powiększające oraz wbudowany system oświetlający, które umożliwiają perfekcyjne diagnozowanie skóry. Głowica lampy umieszczona jest na wysięgniku, ułatwiającym jej ustawienie na określoną odległość i wysokość. Lampa zapewnia komfort podczas wykonywania zabiegów kosmetycznych. 14. Zamyka naczynka i usuwa zmiany pigmentacyjne i narośle za pomocą prądu o wysokiej częstotliwości. Po pobraniu aplikacji na telefon można wykonywać zabiegi z niezwykle precyzyjną kamerą! 15. Lampa Wooda-emitująca długofalowe promieniowanie ultrafioletowe, dająca możliwość dokładnego obejrzenia skóry. W zależności od rodzaju cery oraz schorzeń na skórze oświetlonej lampą Wooda wystąpią różnobarwne odbicia. Dane techniczne: Model BR-9902RF w trybach pracy ciągłym i przerywanym, intensywność w skali 1-10, czas pracy 1-60min, Ultradźwięki - dwie głowice robocze działające w trybach pracy ciągłym i przerywanym, intensywność w skali 1-10, czas pracy 1-60min, Peeling w trybach pracy ciągłym i dwóch przerywanych, intensywność w skali 1-10, czas pracy 1-60min, Galwan z 1 głowicą bierną i dwiema czynnymi, działające w trybach pracy ciągłym i przerywanym, intensywność w skali 1-10, czas pracy 1-60min, Elektrokoagulator - remove spot - 10 igieł do zamykania naczynek, 1 do usuwania przebarwień, opcja kamery wifi po pobraniu aplikacji na telefon zasilanie: 220-240V / 50-60Hz, moc: 680W, wymiary urządzenia: szer. 47cm dł. 54cm wys. 101cm (bez lampy i wapo), wymiary opakowania 51x43x98cm, waga urządzenia: 34kg Gwarancja: 12 miesięcy