

Link do produktu: <https://andyou.com.pl/liposukcja-beziglowa-masaz-photon-rf-br-a901-p-24770.html>

Liposukcja bezigłowa Masaż + Photon + RF BR-A901

Cena brutto	2 429,00 zł
Cena netto	1 974,80 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BSBR-A901
Kod producenta	BSBR-A901
Kod EAN	5905816213369

Opis produktu

Szukasz profesjonalnego urządzenia do liposukcji bezigłowej? Proponujemy Ci nowoczesne urządzenie BR-A901. Wielu Klientów poszukuje nieinwazyjnych metod odchudzających, które gwarantują wymierne efekty, czyli szczupłą i atrakcyjną sylwetkę. Urządzenie kosmetyczne Liposukcja Bezigłowa BR-A901 nie tylko zapewnia znakomite rezultaty w dziedzinie modelingu sylwetki, ale również wykonuje zabiegi RF i Światłolecznicze. Wybierz urządzenie do liposukcji bezigłowej, które pozwoli Ci rozbudować ofertę o zabiegi najwyższej klasy. Zjawiskowy design robota kosmetycznego nada Twojemu salonowi powiew „technicznej elegancji”. Profesjonalny aparat BeautySystem, BR-A901 stworzony do zabiegów liposukcji bezigłowej na ciało. Urządzenie wyposażone w sześć głowic. Trzy do wykonywania masażu podciśnieniowego z RF wyposażone dodatkowo w Photon (fototerapia), oraz trzy do Radio Frequency - Fale radiowe także z funkcją Photon. Liposukcji z RF + photon (czerwony): czas pracy 1-60minut, intensywność pracy 1-17, interwał pompy 0-4s, interwał przerwy 0-4s, Wymiary głowic: -mała 4pinowa - 5cm, -średnia 6pinowa - 6cm, -duża 6pinowa - 8cm, Radio Frequency + photon (czerwony):czas pracy 1-60minut, intensywność pracy: 1-17, Wymiary głowic: -mała 3pinowa - 5cm, -średnia 4pinowa - 6cm, -duża 6pinowa - 8cm, Funkcje: -drenaż limfatyczny tkanki łącznej, -odmłodzenie skóry, pobudza produkcję kolagenu, -lifting bezigłowy skóry twarzy, szyi oraz ciała, -zwiększenie przepływu krwi i limfy, -zmniejszenie komórek tłuszczowych, -likwidacja cellulitu, -modelowanie sylwetki, -ujędrnienie skóry, -pobudza wymianę komórkową, przywraca prawidłowy metabolizm. Urządzenie daje rezultaty, które są wysoce efektywne zarówno z fizjologicznego jak i estetycznego punktu widzenia. Efekty po jego zastosowaniu, zależą jednak od indywidualnej morfologii, fizjologii i zwyczajów żywieniowych pacjenta. Każdy zabieg trwa ok 20-45 min., a jej zalecana częstotliwość wykonywania to 2-3 x w tygodniu, następnie 1-2 x w miesiącu. Ciało poddawane jest masażowi mechanicznemu przy zastosowaniu głowicy, która działała w połączeniu z podciśnieniem. Zalecenia Dla uzyskania pożądaných efektów wskazane jest wykonanie 10 - 20 zabiegów; Seria zabiegów powinna być przeprowadzona w odpowiednio zaprogramowanym czasie: 2-3x w tygodniu, natomiast późniejsze zabiegi podtrzymujące 1-2x w miesiącu; Do otrzymania optymalnego efektu drenującego zaleca się wypijanie 2,5 l płynów-wody mineralnej nie gazowanej, herbatek ziołowych, soków owocowych i warzywnych;Odpowiednio dobrana dieta oraz rehabilitacja ruchowa pomagają w osiągnięciu szybszych i długotrwałych efektów.Dane techniczne: Częstotliwość fali RF: 3MHz, Rodzaj fali RF: bipolarna, Moc pompy ssącej: 0,9bar, Certyfikat CE, Zasilanie: 230V, Moc: 100W, Wymiary urządzenia: 30x44x35cm, Waga: 7kg, Wymiary opakowania: 54x35x29cm, Gwarancja: 12 miesięcy