

Link do produktu: <https://andyou.com.pl/pistolet-do-masazu-massage-gun-mg-04-p-35291.html>



Pistolet do masażu massage gun MG-04

Cena brutto	209,99 zł
Cena netto	170,72 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AC138170
Kod producenta	AC138170
Kod EAN	5906717443633

Opis produktu

Wyjątkowe urządzenie do masażu

Pistolet do masażu pozwala na rozluźnienie, jak i stymulowanie wszystkich grup mięśniowych. Do dyspozycji użytkownika są 4 wymienne końcówki: okrągła, pocisk, płaska i widełki (w kształcie 'u'). Jest poręczny oraz łatwy w użyciu.

Urządzenie wspiera regenerację oraz pomaga zwiększyć mobilność. Poprawia krążenie i zapobiega bólom mięśni.

Może być stosowany zarówno w domu, jak i w gabinecie fizjoterapeutycznym.

Jest idealny dla osób spędzających dużo czasu przed biurkiem, pomagający w stymulowaniu mięśni i rozluźnianiu pleców, które spinają się od codziennego siedzenia. Sprawdzi się też dla osób aktywnych, które chcą się zregenerować po treningu lub fizycznej pracy.

Korzyści używania pistoletu do masażu:

- Zapewnia intensywny masaż dla wszystkich partii mięśniowych;
- Wspomaga w czasie bólów i skurczy mięśniowych; na zwichnięcia i nadwyrężenia;
- Odpowiedni dla leczenia obrzęku limfatycznego;
- Pomaga usunąć kwas mlekowy nagromadzony w mięśniach;
- Zwiększa mobilność stawów;
- Eliminuje zmęczenie mięśni.

Do czego służą końcówki?

Kończówka płaska: Odpowiednia dla odprężenia i kształtowania różnych mięśni.

Okrągła: Odpowiednia do masowania wszystkich mięśni, w tym np. dłoni i podeszew.

Pocisk: Odpowiednia dla tkanek głębokich, takich jak w miejscach punktów meridianowych.

Widełki: Odpowiednia dla ścięgna Achillesa oraz karku.

Specyfikacja:

- Ilość obrotów: 3200 na minutę
- Pojemność baterii: 2000 mAh
- Ładowanie: Kabel USB-C
- Max czas pracy: 11,5 h
- Czas ładowania: 4 h (zielona dioda informuje o naładowaniu)
- Zestaw zawiera: pistolet do masażu, 4 końcówki, kabel USB typu C, sznureczek, instrukcję.

Uwaga: Aby chronić mięśnie i kości, unikaj masowania jednego punktu powyżej 10 minut. Naładuj w pełni przed użyciem. Nie używaj w trakcie ładowania. Aby chronić baterię, podłącz do ładowarki, gdy tylko zaświeci się czerwona dioda.