

Link do produktu: <https://andyou.com.pl/5w1-galvan-hf-vacumkoagulacja-br-1893-szary-p-23629.html>

5w1 Galvan + HF + Vacuum+Koagulacja BR-1893 Szary

Cena brutto	670,65 zł
Cena netto	545,24 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BSBR-1893/GREY
Kod producenta	BSBR-1893/GREY
Kod EAN	5905816213109

Opis produktu

Kombajn kosmetyczny 5w1 BR-1893 to specjalistyczny sprzęt dla salonów SPA i gabinetów medycyny estetycznej, który wykonuje aż 6 zaawansowanych zabiegów pielęgnacyjnych, oraz terapeutycznych. Aparat wykonuje m.in. profesjonalny zabieg ujędrniania biustu, który bije rekordy popularności. Urządzenia kosmetyczne dla salonów muszą spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa, Kombajn kosmetyczny 5w1 BR-1893 gwarantuje Twoim Klientom 100% komfort oraz wysoką skuteczność zabiegów. Oto 6 zabiegów, które wykonuje nasz kombajn kosmetyczny: Funkcje: Galvan High-Frequency - elektroterapia, Vacuum, Spray, Remove spot. 1. Galwan: Służy do galwanizacji i jonoforezy oraz innych zabiegów kosmetycznych wykorzystujących oddziaływanie prądu galwanicznego na tkanki. Może być stosowany przy nerwobólach, przewlekłych zapaleniach nerwów, zaburzeniach naczyniowych, odmrożeniach, trądziku różowatym i pospolitym, zwiotczeniach skóry i mięśni, bliznach, uczuleniach i innych schorzeniach, przy usuwaniu których korzysta się z pozytywnego oddziaływania prądu galwanicznego na organizm ludzki. 2. High-Frequency - elektroterapia: Umożliwia wykonywanie elektromasaży z wykorzystaniem tzw. prądów d'Arsonvala. Występujące przy kontakcie szklanej elektrody ze skórą iskrzenie ma wpływ pobudzający na skórę i tkanki podskórne, mięśnie oraz pośrednio na narządy wewnętrzne, a wytwarzany przy zabiegu ozon ma działanie bakteriobójcze. Działanie ładunków elektrycznych powoduje rozszerzenie naczyń krwionośnych skóry, przyspiesza przemianę materii, co jest ważnym czynnikiem zwiększenia absorpcji substancji odżywczych i leczniczych zawartych w preparatach kosmetycznych. 3. Vacuum: Podciśnienie (ssanie) jest wykorzystane do masażu próżniowego zapewniającego lepsze ukrwienie powierzchni skóry i ogólną poprawę krążenia w obszarze przeprowadzonego zabiegu, a także służy do zamykania porów oraz usuwania zanieczyszczeń skóry pochodzenia komórkowego. Pomocne w głębokim oczyszczaniu skóry. 4. Spray: Nadciśnienie które może być użyte do rozpylania płynów takich jak toniki, wody lub olejki zapachowe czy inne preparaty kosmetyczne (np. preparaty do opalania natryskowego) oraz do nawilżania metodą zimnego natrysku. 5. Remove spot: Zamykanie naczynek oraz usuwanie zmian pigmentacyjnych i narośli za pomocą prądu wysokiej częstotliwości. Dane techniczne: Zasilanie: 110/220V Wymiary urządzenia: 38x29x13cm, Waga: 7kg Wymiary opakowania: 45x33x26cm, Gwarancja: 12 miesięcy