

Link do produktu: <https://andyou.com.pl/ielenda-fotonowy-masazer-ultradzwiekowy-p-30316.html>



IELENDĄ FOTONOWY MASAŻER ULTRADŹWIĘKOWY

Cena brutto	260,66 zł
Cena netto	211,92 zł
Numer katalogowy	1038465227
Kod producenta	BP854
Kod EAN	5902169015824

Opis produktu

Bielenda Laser Lifting Program 2w1 Fotonowy Masażer Ultradźwiękowy

Multifunkcyjne urządzenie typu 2 w 1:
ULTRADŹWIĘKI
TERAPIA FOTONOWA

- Zastosowanie w zabiegach na twarz i ciało
- Funkcjonuje bez udziału szkodliwego promieniowania UV
- Emituje trzy rodzaje światła (niebieskie, czerwone i zielone) o wszechstronnym działaniu.

Badania kliniczne pokazują, że światło dostaje się do organizmu jako energia i jest wchłaniana przez fotoreceptory wewnątrz komórek, dzięki temu terapia światłem jest innowacyjną metodą pielęgnacji skóry.

ULTRADŹWIĘKI:

To najnowocześniejszy system transportu substancji czynnych do głębokich warstw skóry. Urządzenie wykorzystuje fizyczne zjawisko zachodzące w błonach komórkowych i w warstwie rogowej skóry pod wpływem określonych impulsów elektrycznych. Dzięki temu następuje otwarcie nowych dróg do wprowadzania aktywnych preparatów bez konieczności użycia igieł. Mezoterapia bezigłowa to nieinwazyjny system do zwalczania cellulitu i redukcji zmarszczek.

Zastosowanie ultradźwięków:

- wprowadzanie ampułek,
- blizny potrądzikowe
- rozstępy
- wygładzanie zmarszczek
- cellulit
- naczynka krwionośne.

TERAPIA FOTONOWA - TERAPIA ŚWIATŁEM

Fototerapia to nowoczesna i skuteczna metoda, którą stosuje się w celu przeciwdziałaniu efektom starzenia, leczenia chorób i zmian skórnych np. trądzik młodzieńczy, trądzik różowaty. Terapia światłem to zabieg całkowicie bezinwazyjny, przeprowadzany z użyciem światła LED o różnej długości fal.

Zalecenia do stosowania światłoterapii LED:

- wiotkość skóry
- poprawa owalu twarzy
- redukcja zmarszczek
- rozszerzone pory
- zasinienia pod oczami
- szara, zmęczona cera

-
- rozszerzone i popękane naczynka krwionośne
 - blizny, wypryski, trądzik (młodzieńczy, różowaty).

Zalety stosowania światłoterapii LED:

- zabiegi są sterylne, bezinwazyjne nie powodują uszkodzenia tkanek
- zabiegi można stosować bez względu na porę roku
- po zabiegu brak okresu rekonwalescencji, osoba na której przeprowadzono zabieg może od razu normalnie funkcjonować
- zabieg jest całkowicie bezbolesny.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Stan: Nowy