

Link do produktu: <https://andyou.com.pl/mezoterapia-beziglowa-elektroporacja-br-6897e-p-39843.html>

## Mezoterapia bezigłowa - elektroporacja BR-6897E

Cena brutto	<b>1 499,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 218,70 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BSBR-6897E</b>
Kod producenta	<b>BSBR-6897E</b>
Kod EAN	<b>5906508748183</b>

### Opis produktu

Mezoterapia bezigłowa – elektroporacja BR-6897E to nowoczesne urządzenie stworzone z myślą o profesjonalistach, którzy cenią sobie skuteczność, niezawodność oraz estetykę wykonania. Ten zaawansowany sprzęt łączy w sobie precyzję działania z najwyższą jakością komponentów, oferując bezinwazyjne i bezpieczne rozwiązanie w pielęgnacji skóry. Dzięki zastosowaniu technologii elektroporacji BR-6897E umożliwia efektywne dostarczanie substancji aktywnych w głąb skóry, gwarantując widoczne rezultaty już po kilku zabiegach. Każdy detal urządzenia został starannie zaprojektowany z myślą o komforcie użytkownika oraz maksymalnej efektywności, co czyni je idealnym wyborem dla nowoczesnych gabinetów kosmetycznych i medycyny estetycznej. Elektroporacja to nowoczesna metoda wykorzystywana w kosmetologii, oparta na zastosowaniu impulsów elektrycznych o wysokim napięciu. Dzięki ich działaniu w błonie komórkowej tworzą się chwilowe mikropory, które umożliwiają składnikom aktywnym skuteczne wnikanie w głębsze warstwy skóry – bez konieczności stosowania igieł czy innych inwazyjnych technik. Zabieg ten, często określany mianem mezoterapii bezigłowej, jest bezpieczną i komfortową alternatywą dla tradycyjnej mezoterapii igłowej. Coraz częściej spotykany w gabinetach medycyny estetycznej, zarówno w Warszawie, jak i w innych miastach, wpływa pozytywnie na kondycję skóry – wyrównuje jej koloryt oraz pomaga zredukować drobne zmarszczki. Czym jest elektroporacja? Elektroporacja to zaawansowana technika wykorzystywana na poziomie komórkowym, polegająca na oddziaływaniu impulsów elektrycznych na błonę komórkową – strukturę pełniącą funkcję ochronną dla komórek. Pod wpływem pola elektrycznego o wysokim napięciu w błonie tej powstają przejściowe mikropory, czyli małe otwory, przez które aktywne składniki – takie jak witaminy, kwas hialuronowy czy wyciągi roślinne – mogą bez przeszkód przenikać do głębokich warstw skóry. W kontekście kosmetologii i medycyny estetycznej elektroporacja oznacza nowoczesny sposób na dostarczenie skórze potrzebnych substancji bez konieczności stosowania igieł. Dzięki tej nieinwazyjnej metodzie można skutecznie odżywiać i regenerować skórę, z pominięciem tradycyjnych technik wymagających iniekcji. Jedną z największych zalet tego zabiegu jest jego wszechstronność. Elektroporacja sprawdza się zarówno przy nawilżaniu i ujędrnianiu skóry, jak i przy redukcji zmarszczek, przebarwień czy zmian trądzikowych. To doskonałe rozwiązanie dla osób, które szukają skutecznych, ale mniej inwazyjnych metod pielęgnacji. Warto również zaznaczyć, że elektroporacja należy do zabiegów bezpiecznych i dobrze tolerowanych. Niemniej jednak przed jej wykonaniem zaleca się konsultację ze specjalistą, który oceni kondycję skóry i dobierze odpowiedni protokół zabiegowy. Dzięki temu można osiągnąć widoczne efekty, zachowując jednocześnie pełen komfort i bezpieczeństwo. Parametry techniczne pod lupą: Dwie głowice: do twarzy- tripolarna; pod oczy - bipolarna, Czas pracy: 1-60min (skok co 1min), Intensywność: 0-11 (skok co 1), Zasilanie: 230V; 50Hz, Pobór mocy: 18W, Waga: 3kg, wymiary urządzenia: 33x25x12cm, wymiary opakowania: 39x29x20cm, Certyfikat CE Gwarancja 12 miesięcy