

Link do produktu: <https://andyou.com.pl/oczyszczanie-wodorowe-bsh-11-szkolenie-p-23654.html>

## Oczyszczanie Wodorowe BSH-11 + szkolenie

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Cena brutto      | <b>12 400,00 zł</b> |
| Cena netto       | <b>10 081,30 zł</b> |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>     |
| Numer katalogowy | <b>BSBSH-11</b>     |
| Kod producenta   | <b>BSBSH-11</b>     |

### Opis produktu

Oczyszczanie wodorowe HYDROGENIUM+ to innowacyjne urządzenie przeznaczone do bezinwazyjnej i kompleksowej pielęgnacji skóry. Składa się z pięciu technologii, które umożliwiają wykonanie całorocznych zabiegów dostosowanych do indywidualnych potrzeb klienta. Efekty pielęgnacji z wykorzystaniem aparatury HYDROGENIUM+ docenią zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Podstawą zabiegu z wykorzystaniem aparatury HYDROGENIUM+ jest aktywny wodór wytwarzany dzięki zastosowaniu wysokiej jakości generatora. Urządzenie usuwa z wody tlen oraz niekorzystne jony chloru, siarki, fosforu i nasycza ją aktywnym wodorem oraz korzystnymi jonami wapnia, magnezu i potasu. Urządzenie HYDROGENIUM+ umożliwia aplikację tych dobroczynnych substancji pod ciśnieniem. W ten sposób uzyskujemy także efekt peelingu zewnętrznych warstw naskórka. HYDROGENIUM+ składa się z 4 modułów: H2 i elektroporation, ultrasound i galvanic. Umożliwia nie tylko wykorzystanie możliwości aktywnego wodoru, lecz także wprowadzenie preparatów aktywnych skutecznie w głąb skóry. Dzięki temu daje możliwość holistycznego podejścia do jej pielęgnacji i wykorzystania w pełni osiągnięć współczesnej kosmetologii.

**EFEKTY ZABIEGOWE** – świeża, promienna skóra, – złuszczenie martwych komórek naskórka, – oczyszczanie porów skóry, – wygładzenie zmarszczek, – nawilżenie skóry, – spowolnienie procesów starzenia skóry.

**WSKAZANIA** – skóra wymagająca odświeżenia, – skóra wymagająca wygładzenia, – skóra pozbawiona blasku, – zmarszczki, – utrata jędrności skóry, – zabieg pielęgnacyjny dla każdego rodzaju cery, szczególnie dla skóry nieczyszczonej, ziemistych, pozbawionych blasku, ekspozowanych na działanie zanieczyszczeń powietrza, jak również wielogodzinne przebywanie w zamkniętych, klimatyzowanych pomieszczeniach, – cera naczyniowa, – nadprodukcja sebum, – opuchnięcia, cienie pod oczami, – przygotowanie do zabiegów z zakresu medycyny estetycznej.

**PARAMETRY TECHNICZNE** Pojemność zasobnika: 1 l Zasilanie: 230 V, 50 Hz Zużycie energii: – jonizacja wody: 150 W (moc ssąca 800 mmHg) – głowica H2 peel: 30 W – ultrasound: 15 W – ekran 12 cali, sterowanie i luminacja: 20 W Max. zużycie energii: 720 W Temperatura powietrza: 10-40°C Wilgotność względna powietrza: max. 80% przy 25°C Przewodność właściwa używanej wody: 350 – 900 µS/cm Max. początkowa temperatura wody: 25°C

**Obudowa:** duża – tower Typ: B Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy 12 cali