

Link do produktu: <https://andyou.com.pl/pistolet-do-mezoterapii-nano-iglowej-ems-br-20209-p-39838.html>

## Pistolet do mezoterapii nano igłowej EMS BR-20209

Cena brutto	<b>1 251,00 zł</b>
Cena netto	<b>1 017,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>BSBR-20209</b>
Kod producenta	<b>BSBR-20209</b>
Kod EAN	<b>5906508748190</b>

### Opis produktu

Pistolet do mezoterapii nano igłowej EMS BR-20209 to nowoczesne urządzenie kosmetyczne wykorzystywane do pielęgnacji skóry twarzy, szyi i dekoltu. Służy do nieinwazyjnego dostarczenia składników aktywnych do skóry za pomocą nanoigieł oraz stymulacji mięśni i tkanek przy użyciu mikroprądów EMS i terapii światłem czerwonym LED. Nanoigły (nano-needle therapy) w przeciwieństwie do mikroigłowania (mezoterapii mikroigłowej), nie przebijają skóry właściwej. Powierzchniowo stymulują naskórek, tworząc mikroszczeliny, które: -Zwiększają wchłanianie substancji odżywczych. -Pobudzają regenerację i odnowę komórkową. -Są całkowicie bezbolesne i bezkrwawe. EMS - Electrical Muscle Stimulation Mikroprądy stymulują mięśnie twarzy, które z wiekiem ulegają zwiotczeniu. Efekty EMS: -Poprawa krążenia i dotlenienia komórek. -Ujędrnienie i lifting owalu twarzy. -Zmniejszenie wiotkości skóry (szczególnie policzki, linia żuchwy, podbródek). Prądy jonowe ułatwiają przenikanie substancji aktywnych (np. kwasu hialuronowego, peptydów, witamin) przez barierę naskórkową. Zwiększają skuteczność ampułek/serum nawet kilkukrotnie w porównaniu do zwykłej aplikacji. Czerwone światło LED (630-660 nm) - stymuluje kolagen, regeneruje, działa przeciwzmarszczkowo. Parametry techniczne: Ekran kolorowy, dotykowy 15x9cm, Czas pracy: 1-60min (skok co 1min), BIO w skali 0-10 (skok co 1), Dozowanie płynu w skali 1-20 (skok co 1), Nagrzewanie w skali 0-10 (skok co 1), Prędkość w skali 1-0 (skok co 1), Trzy tryby pracy, Zasilanie: 230V; 50Hz, Pobór mocy: 20W, Waga: 6kg, wymiary urządzenia: 32x30x20cm, wymiary opakowania: 45x38x28cm, Certyfikat CE, Gwarancja 12 miesięcy