

Link do produktu: <https://andyou.com.pl/sonobella-dermaroller-540-igiel-3-0mm-p-22929.html>

Sonobella Dermaroller 540 igieł 3,0mm

Cena brutto	20,78 zł
Cena netto	16,89 zł
Cena poprzednia	18,89 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BS200
Kod producenta	BS200
Kod EAN	0791000832646

Opis produktu

Profesjonalne wyposażenie salonów urody nareszcie można zabrać ze sobą do domu! Urządzenie do mezoterapii Sonobella Dermaroller 540 igieł to niewielkich rozmiarów profesjonalne urządzenie kosmetyczne, które zapewnia znakomite efekty. Wysoka jakość wykonania gwarantuje komfortową eksploatację. Sprawdź, co potrafi oryginalny Sonobella Dermaroller 540 igieł. Sonobella Dermaroller to urządzenie do łatwego i szybkiego przeprowadzania zabiegu mezoterapii, również w warunkach domowych. Czym jest Mezoterapia i dlaczego Sonobella Dermaroller? Za pomocą tradycyjnej metody odżywiania skóry można przenikać tylko w głąb wierzchniej warstwy naskórka. Ze względu na niską efektywność (tylko 0,3%), po licznych badaniach naukowcy opracowali nową metodę: Mezoterapie (Microneedle Therapy). Metoda ta efektywnie poprawia penetrację skóry przez warstwy epidermis i dermis, która staje się miła w dotyku i odżywiona. Mezoterapia stymuluje skórę do procesów samonaprawczych. Stymuluje jej warstwy i włókna w ok 8%, co można porównać do zabiegów laserowych i chirurgii kosmetycznej. Jest to sprawdzona metoda i najlepszy niechirurgiczny sposób leczenia objawów starzenia. Zabieg mezoterapii za pomocą nakłuć strzykawką lub drogim Inject Gunem można wykonywać jedynie w gabinetach kosmetycznych i dermatologicznych. Zastosowanie Dermarollera, pozwala na wykonanie zabiegu mezoterapii także samemu w domu. Sonobella Dermaroller, dzięki 540 igłom wykonanym z chirurgicznej stali łatwo aplikuje nałożony na skórę kosmetyk. Igły te regularnie przesuwają się po miejscach skóry wymagających leczenia. Metoda ta w sprawny sposób dostarcza do naskórka i tkanki skóry aktywne składniki. Po zabiegu skóra jest piękna i dobrze utrzymana. Mezoterapia jest bezpieczna, niezawodna. Może być wykorzystywana przy walce z cellulitem, zmarszczkami, rozstępami i przebarwieniami. Polecana jest także w profilaktyce wypadania włosów. Każdy egzemplarz Sonobella Dermarollera jest sterylnie zapakowany i gotowy do użycia. Po zabiegu należy go opłukać w płynie dezynfekującym. Jednego egzemplarza może używać tylko jedna osoba ze względu na możliwość zakażenia wirusem HIV, żółtaczki lub innych. Sonobella Dermaroller jest dostępny w 7 wersjach różniących się długością igieł. Aktualnie dostępne modele mają igły o długości 0.2mm, 0.5mm, 0.75mm, 1.0mm, 1.5mm, 2.0mm, 3.0mm