

Link do produktu: <https://andyou.com.pl/urzadzenie-oczyszczanie-wodorowe-yoshida-5w1-h5020-p-20462.html>



Urządzenie oczyszczanie wodorowe Yoshida 5w1 H5020

Cena brutto	11 858,00 zł
Cena netto	9 640,65 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	AC123445
Kod producenta	AC123445
Kod EAN	5906717413063

Opis produktu

Nowość na rynku!

Peeling wodorowy Yoshida jest innowacyjnym urządzeniem łączącym w sobie najskuteczniejsze technologie do rewitalizacji skóry.

Urządzenie zawiera:

peeling wodorowy
oczyszczanie wodne
spray
ultradźwięki
fale radiowe
głowica ciepło zimno

Peeling wodorowy

Zastosowanie technologii uwodornienia wody daje możliwości nie tylko oczyszczające, ale także opóźniające procesy starzenia. Dodatkowa cząsteczka wodoru wychwytuje na powierzchni skóry wolne cząsteczki tlenu (wolne rodniki) i łączy się w cząsteczkę wody, nieszkodliwą dla skóry i organizmu. Przeprowadzanie tego zabiegu w serii daje spektakularne efekty odmłodzenia, rozjaśnienia skóry. Dzięki specjalnym końcówkom efekt oczyszczający jest bardzo dokładny, a zabieg można przeprowadzić nawet na delikatnej i wrażliwej skórze. To prawdziwa rewolucja na rynku kosmetycznym.

Oczyszczanie wodne

W przypadku, kiedy nie włączymy opcji uwodornienia wody w urządzeniu, przeprowadzić można peeling za pomocą wody z funkcją zassania. Zalecane jest użycie wody mineralnej. Oczyszczanie jest dokładnym, higienicznym sposobem usuwania martwych komórek naskórka.

Spray

Funkcja spray pozwala aplikować substancje aktywne na skórze w bardzo higieniczny i wygodny sposób. Dzięki tej funkcji preparat zostanie nałożony równomiernie i w odpowiedniej ilości.

Ultradźwięki

W kolejnym etapie wykorzystujemy ultradźwięki o wysokiej częstotliwości. Urządzenie kontroluje ilość i głębokość wprowadzania substancji aktywnej do skóry. Ultradźwięki powodują lepsze nawilżenie skóry, jej odżywienie i regenerację. Preparaty docierają do głębokich warstw naskórka, zapobiega to ulatnianiu się substancji aktywnych.

Fale radiowe

Użycie fal radiowych powoduje wytworzenie ciepła endogennego w skórze, podgrzanie włókien kolagenowych i elastynowych do temperatury 45-57 stopni Celsjusza. W efekcie włókna się skracają, daje to efekt niechirurgicznego liftingu skóry. Fale radiowe stymulują wzrost fibroblastów, dzięki temu skóra się zagęszcza i zmniejsza się problem widoczności rumienia. Do wyboru trzy rodzaje fali oraz różna moc działania głowicy.

Głowica ciepło zimno

Technologia wykorzystująca zmianę temperatur w głowicy. W opcji ustawienia wybieramy chłodzenie lub grzanie. Zakres temperatur głowicy gorącej to 40-55 stopni Celsjusza, zakres temperatur w głowicy zimnej to 15-20 stopni Celsjusza. Młotek ciepło – zimno stymuluje skórę do lepszego funkcjonowania, poprawia jej kondycję, stymuluje naczynia krwionośne do pracy. Pozwala to zmniejszyć problemy z rumieniem, zahartować naczynia krwionośne, schłodzić skórę po mocnych zabiegach stymulujących lub na początku zabiegu rozszerzyć pory i rozgrzać tkankę przy pomocy masek rozpuszczających.

Połączenie wszystkich technologii zawartych w urządzeniu pozwala na kompleksową rewitalizację skóry i spektakularne efekty pozabiegowe.

Dane techniczne urządzenia :

Napięcie znamionowe/Moc AC 100-120V □ AC 220-240V □

Częstotliwość robocza 50/60Hz

Moc znamionowa 190W

Wymiar (LXWXH) 61*41*90.1cm

Waga 50Kg